

頭部固定装置(メイフィールド XR-2) 一式

仕様書概要

地方独立行政法人大牟田市立病院

2025年8月

I. 調達物品名及び構成内訳

頭部固定装置（欧和通商株式会社 メイフィールドXR-2） 1式

（主な構成内訳）

メイフィールドXR-2 ベースユニットS(A2079S)	1個
メイフィールドXR-2 スカルクランプ(A2114)	1台

その他必要な付属品

II. 調達物品に備えるべき機能及び性能

上記調達物品は以下の要件を満たすこと

- 1 メイフィールド XR-2 ベースユニット S については、以下の要件を満たすこと
 - 1-1 手術台接続部の位置(幅)調節が可能で、様々なタイプの手術台に取り付ける事が出来ること。
 - 1-2 X線画像に与える影響の少ない材質を採用していること。
 - 1-3 メイフィールド・XR-2 スカルクランプと接続出来ること。
- 2 メイフィールド XR-2 スカルクランプについては、以下の要件を満たすこと
 - 2-1 スカルクランプ自体の幅調節が可能で、様々な頭囲の患者に対応出来ること。
 - 2-2 3本のスカルピンの先端を頭皮に刺して頭部を挟み込み、頭蓋を保持できること。
 - 2-3 トルクスクリューを操作して適切な圧力を加えられること。
 - 2-4 固定中の圧力表示を視認する事ができ、安全かつ最適な圧力にて固定を行えること。
 - 2-5 X線画像に与える影響の少ない材質を採用し、手術中に頭部 X 線撮影が可能であること。

Ⅲ.機能、性能以外に関する要件

1 設置条件等

- 1-1 設置場所は、当院が指定した納入場所に設置すること。
- 1-2 機器の搬入, 据付, 調整については、当院の診療業務に支障をきたさないよう、当院担当者と協議の上、その指示によること。
- 1-3 本物品の設置に当たっては、設置場所を十分確認の上搬入し、据付完了後、各システムが正常に動作するように調整すること。また、当院施設等に損傷を与えないよう十分注意すること。
- 1-4 本物品の設置に伴い、不要となる機器がある際には併せて搬出及び回収を行うこと。

2 保守体制

- 2-1 納入検査確認後1年間は、通常の使用により故障した場合の無償修理に応じること。
- 2-2 障害時は、早急な復旧を可能にするサービス体制を有すること。
- 2-3 年間を通じて故障時のための連絡体制が整備されていること。
- 2-4 納入後において耐用年数中は稼働に必要な消耗品及び故障時における交換部品の安定した供給が確保されていること。

3 その他

- 3-1 導入に当たり、本物品の運用管理担当者に対して、必要な教育訓練及び支援を行うこと。
- 3-2 本システムの説明書・操作マニュアルは、日本語版を提供すること。

以上